

nuancehearing  
Sound Selector



Moins de distractions. Plus d'attention.




Le Sound Selector de Nuance Hearing  
si tu cherches à améliorer ton attention  
dans un environnement d'apprentissage



en  
recherche  
clinique

- Rapport signal / bruit de 14 dB
- Autonomie de batterie : 12h
- Design durable
- Résistant à la poussière et à l'eau
- Interface tactile
- Écouteurs filaires inclus

Le Sound Selector te permet d'entendre clairement la personne de ton choix – tout en atténuant les bruits ambiants autour de toi





Écoute ton interlocuteur et  
oublie le bruit autour de toi




Libère tes ressources cognitives



Améliore ton apprentissage

## Spécifications techniques



Poids du produit	68 g
Dimensions de l'emballage	180 x 160 x 75 mm
Poids total du colis	600 g
Contenu du colis	Le Sound Selector avec sa coque de protection en silicone, une housse de transport, le câble de charge, les écouteurs et le manuel d'utilisation
Alimentation électrique	Batterie li-ion rechargeable et intégrée
Autonomie de la batterie	Jusqu'à 12 heures d'écoute
Temps de charge batterie	Environ 2 heures
Fréquence fonctionnement	2,4 – 2,4835 GHz
Puissance de sortie	+8 dBm
Interfaces audio	3,5 mm analogique
Nombre de microphones	8
Format audio pris en charge	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analogique</li> <li>• Taux d'échantillonnage : 16 kHz</li> <li>• Le champ dynamique : 98 dB</li> </ul>
Performance acoustique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapport signal / bruit de 14 dB (SNR)</li> <li>• Formation de faisceau automatique (ABF Automatic Beam Forming)</li> <li>• Contrôle de gain directionnel DGC Directional Gain Control</li> </ul>
Température de fonctionnement	De 0°C à 40°C
Température de stockage	De -40°C à +60°C
Humidité de stockage	De 10% à 95 %
Normes	En conformité avec toutes les normes en vigueur

Moins de distractions. Plus d'attention.



[www.entendre-en-classe.fr](http://www.entendre-en-classe.fr) | [contact@dorena.fr](mailto:contact@dorena.fr)  
[www.nuancehear.com](http://www.nuancehear.com) | [info@nuancehear.com](mailto:info@nuancehear.com)

Copyright 2020 Nuance Hearing Ltd. Tous droits réservés.  
Nuance est une marque commerciale de Nuance Hearing Ltd. Le contenu de ce document est susceptible d'être modifié sans préavis.